



جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية الرياضيات وعلوم المادة
قسم الكيمياء
المقياس: الأعمال التطبيقية للكيمياء الكهربائية
التخصص: ليسانس كيمياء (2024-2025).



Matière-M232 : (une seule matière à choisir) -TP Electrochimie
-TP Chimie des surfaces
(1h30' TP/ semaine) ; 22h30'/Semestre
Crédits : 02-Coefficient : 01

TP d'électrochimie

Contenu de la matière

TP d'électrochimie

Contenu de la matière

- 1- Conductibilité des électrolytes et dosage conductimétrique
- 2- Détermination du PH de différents types de solutions
- 3- Électrolyse. Vérification de la loi de FARADAY
- 4- Préparation et étude d'une électrode de deuxième espèce.
 - 5- Élaboration Electrolytique de l'hypochlorite de Sodium ou « Eau de Javel »
 - 6- Détermination du Potentiel normal d'une électrode

العملى فى الكيمياء الكهربائية

محتوى الموضوع

- 1- توصيلية الألكتروليتات والجرعة الموصلة
- 2- تحديد الرقم الهيدروجيني لأنواع مختلفة من المحاليل
- 3- التحليل الكهربائي. التحقق من قانون فاراداي
- 4- تحضير ودراسة قطب من النوع الثاني.
- 5- الإنتاج الكهربائي لهيبوكلوريت الصوديوم أو "المبيض"
- 6- تحديد الجهد الطبيعي للقطب الكهربائي

ملاحظات: تزويد مسؤول كل فوج بالتجارب الأربعة بأساسها النظري والتجريبي والأسئلة قبل البدء في الأعمال التجريبية خلال الحصّة يوجد تقديم للنتائج لكل فوج عليكم باصطحاب ورقتين بيضاء لذلك كتابة عنوان التجربة والعنوان الجزئي والنتائج وأسماء الفوج



جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية الرياضيات وعلوم المادة
قسم الكيمياء



المقياس: الأعمال التطبيقية للكيمياء الكهربائية
التخصص: ليسانس كيمياء (2024-2025).

العمل التطبيقي الأول: تحضير محاليل والتعرف على خلية قياس الناقلية

المبدأ:

تعتبر تجربة تحضير المحاليل الكيميائية خطوة حيوية في مجال الكيمياء الكهربائية، حيث تُستخدم لإنشاء محاليل ذات تركيزات محددة تُساهم في دراسة خصائصها الكهربائية. بعد تحضير المحاليل، يتم تطبيق مبدأ تجربة حساب ثابت خلية قياس الناقلية، الذي يعتمد على قياس التيار الكهربائي المار في المحلول عند تطبيق جهد معين. يُعتبر ثابت الخلية مؤشراً مهماً لتحديد قدرة المحلول على توصيل التيار، ويعتمد على تركيز الأيونات ونوعها. من خلال هذه التجارب، يمكن للطلاب تعزيز فهمهم لكيمياء المحاليل وتطبيقاتها العملية في تصميم الأنظمة الكهربائية.

الهدف من التجربة:

1. التعرف على بعض الأدوات و الأجهزة الخاصة بتحضير المحاليل و كيفية استعمالها .
2. تحضير محلول هيدروكسيد الصوديوم (لصودا) (NaOH) (و محلول كلوريد البوتاسيوم و KCl بالإذابة .
3. تحضير محلول حمض كلور الماء (HCl) بالتخفيف
4. حساب ثابت الخلية.

الأجهزة و المواد:

المواد	الأجهزة
هيدروكسيد الصوديوم حمض الكلور ماء كلوريد البوتاسيوم	حوجة 50مل و قمع • ماصة مدرجة و مخبار مدرج • اجاصة مطاطية و ملعقة مخبرية • ميزان إلكتروني و جفنه زجاجية جهاز قياس الناقلية

الخطوات المتبعة:

- أ- حضر 100مل من محلول الصودا (NaOH) بتركيزه المولي (0.1mol/L) .
1. تأكد من نظافة الأدوات المستعملة.
2. قم بحساب كتلة NaOH اللازم أخذها من القارورة لتحضير 100مل من محلول الصودا (NaOH) تركيزه 0.1mol/L
ب- حضر 100مل من كلوريد البوتاسيوم (KCl) بتركيزه المولي (0.1mol/L) .
1. تأكد من نظافة الأدوات المستعملة.
2. قم بحساب كتلة (KCl) اللازم أخذها من القارورة لتحضير 100مل من كلوريد البوتاسيوم (KCl) تركيزه 0.1mol/L
ج- حضر 100مل من محلول حمض كلور الماء (HCl) بتركيزه المولي 0.1mol/L
1. يجب قراءة البطاقة على القارورة المركزة (التجارية) الكثافة نسبة النقاوة و الكتلة المولية .

2. قم بحساب حجم HCl المركز اللازم أخذها من القارورة المركزة لتحضير 100 مل من محلول حمض كلور الماء (HCl) تركيزه 0.1 mol/L .

د- حساب ثابت الخلية

- 1- اربط خلية التوصيل بالجهاز بعد غمرها بمحلول كلوريد البوتاسيوم، ثم نقلها إلى أنبوبة اختبار تحتوي على 10 مل من محلول كلوريد البوتاسيوم.
- 2- اترك الخلية في المحلول لمدة ثلاث دقائق لتحقيق التوازن الحراري ثم خذ القراءة (الناقلية) من الجهاز.
- 3- احسب ثابت الخلية، من خلال الإجراءات التالية: لقد عينت قيم التوصيل النوعي لمحلول (M 0.1) كلوريك البوتاسيوم بدرجات حرارية مختلفة من قبل كولراوش كمايلي:

$$10^{\circ} \text{م} \quad \leftarrow \quad 0.00934 \text{ أوم}^{-1} \text{سم}^{-1}$$

$$18^{\circ} \text{م} \quad \leftarrow \quad 0.01120 \text{ أوم}^{-1} \text{سم}^{-1}$$

$$25^{\circ} \text{م} \quad \leftarrow \quad 0.0128 \text{ أوم}^{-1} \text{سم}^{-1}$$

$$G_{H_2O} = \dots\dots\dots$$

$$G_{KCl} = \dots\dots\dots$$

$$K = \chi_{KCl} / G_{KCl}$$

الأسئلة:

- 1- ما هو الهدف من التجربة؟
- 2- اكتب البروتوكول التجريبي لتحضير 100 مل من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم (KOH) (تركيزه المولي . 0.5M(mol/L)
2. اكتب البروتوكول التجريبي لتحضير 200 مل من محلول حمض الكبريت (H₂SO₄) تركيزه النظامي 0.25N(eq.g/L) .
3. اكتب البروتوكول التجريبي لتحضير 250 مل من محلول حمض الخل (CH₃COOH) تركيزه 0.3M انطلاقاً من محلول تركيزه 0.5 M المعطيات :

KOH : (M=56.11 g/mol)

H₂SO₄ سائل (M=98 g/mol) ، % = 96 ، (d= 1,18)

CH₃COOH سائل (M=60 g/mol) ، % = 99 ، (d=1.05)

4 - احسب ثابت الخلية الهندسي



جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية الرياضيات وعلوم المادة
قسم الكيمياء



المقياس: الأعمال التطبيقية للكيمياء الكهربائية
التخصص: ليسانس كيمياء (2024-2025).

العمل التطبيقي الثاني: متابعة المعايرة حمض - أساس بواسطة الناقلية.

المبدأ:

من ضمن الطرق الفيزيائية المتبعة في تحديد التركيز المولي لمحلول بواسطة معلومية تركيز محلول آخر هي طريقة المعايرة عن طريق قياس الناقلية. أثناء المعايرة يمكن استعمال مقياس ناقلية المحلول لمتابعة التحولات الكيميائية الحادثة، حيث أن التحولات الكيميائية يمكنها أن تزيد أو تنقص من نسبة تأين المحلول أو كمية الأيونات المرتبطة بالتركيز وبالناقلية.

الأجهزة والمواد:

المواد	الأجهزة
محلول هيدروكسيد الصوديوم 0.1 M	جهاز قياس الناقلية
حمض الكلور مجهول التركيز	جهاز الرج المغناطيسي
الكاشف اللوني فينولفتالين	مخبر مدرج 100 ml ، 2 بيشر 250ml ، سحاحة 25ml ، ماصة 10ml ،

الخطوات المتبعة:

- تغسل السحاحة بتمرير الماء المقطر، قم بقليل من المحلول (NaOH) الذي تتم به المعايرة.
- ملأ السحاحة بمحلول الصودا وضبطها عند الصفر.
- وضع 10 ml من الحمض المراد معايرته في بيشر 250 ml ثم نضيف له 90 ml من الماء المقطر
- إضافة النواه المغناطيسية بلطف للبيشر لرج المحلول الحمضي أثناء المعايرة.
- تنظف خلية قياس الناقلية بلطف، ويتم ذلك بالماء المقطر وبدون مسح.
- تثبت خلية قياس الناقلية داخل البيشر الموجود به الحمض المراد معايرته.
- إبدأ في تدوين النتائج مع أول قراءة لجهاز قياس الناقلية، حيث تشير السحاحة إلى الصفر أي لم تبدأ في إضافة القاعدة بعد.
- الإضافات تكون ب 0.5 ml مع الرج في كل إضافة.
- تأخذ القراءة بعد توقيف عملية الرج وبعد استقرار قيمة الناقلية.
- في نفس الظروف أعلاه تعاد المعايرة باستعمال كاشف فينولفتالين اللوني.
- دون الإضافات المتتالية للقاعدة في جدول كما هو موضح:

الحجم ml	الناقلية ms/cm

الأسئلة:

- 1- ما هو الهدف من التجربة؟
- 2- عرف التفاعل حمض –أساس.
- 3- اكتب التفاعلات التي تحدث أثناء المعايرة.
- 4- ارسم التركيب التجريبي للمعايرة.
- 5- ارسم منحنى تغيرات الناقلية بدلالة حجم محلول الصودا المضاف.
- 6- حدد نقطة التكافؤ بيانياً.
- 7- احسب تركيز حمض كلور الماء.
- 8- اكتب الأصناف الكيميائية الموجودة في البيشر في كل مرحلة من مراحل المعايرة.
- 9- فسر نوعاً المنحنى المتحصل عليه أثناء المعايرة.
- 10- انسخ جدول المعايرة في التقرير.
- 11- حدد الطريقة الأكثر دقة في المعايرة (المعايرة اللونية – المعايرة عن طريق قياس الناقلية).